

Mannequin Ambu® Baby



Caractéristiques principales

- Anatomie réaliste d'un bébé
- Système hygiénique unique d'Ambu
- Simulation d'obstruction des voies aériennes
- Pouls brachial palpable
- Possibilité d'incliner la tête sur le côté et vers l'arrière
- Sac de transport

Mannequin Ambu Baby

Le mannequin Ambu Baby correspond à un bébé d'un an environ.

Son système hygiénique breveté Ambu identique à celui du mannequin Ambu Man prévient tout risque de contamination croisée et rend tout nettoyage interne du mannequin inutile.

Extrêmement réaliste, la ventilation se voit, et l'expiration par le nez se voit et s'entend.

La mobilité de la tête et sa mise en extension assurent un positionnement exact et le dégagement des voies aériennes. Par ailleurs, l'insufflation stomacale peut être contrôlée visuellement.

L'instructeur a la possibilité de simuler une obstruction des voies aériennes par l'intermédiaire d'un interrupteur. Le réalisme du pouls brachial autorise un enseignement précis et complet.

Specifications


Taille	
Poids du mannequin	1.6 kg
Longueur	59 cm
Largeur	25 cm
Hauteur	13 cm

Matériaux	
Tête	PVC rigide
Peau du visage	PVC souple
Peau du torse	PVC souple
Peau des bras et jambes	PVC souple
Sac d'insufflation	Polyéthylène
Vêtement	Coton

Références	
A256001000	Mannequin Ambu Baby avec 5 peaux de visage et 100 sacs d'insufflation, bodys et sacs de transport
256000703	Jeu de 5 peaux de visage
256000702	Jeu de 100 sacs d'insufflation



Vérification du pouls



Verrouillage des voies aériennes



Système hygiénique

Ambu SARL

Les bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux France
Tél. : (33) 05 57 92 31 50
Fax : (33) 05 57 92 31 59
Site internet : www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr

